


- nicht-resorbierbar, synthetisch
- extrem hohe Reißkraft
- belastbarer und sicherer Knotensitz
- minimale Gewebereaktion

- *non-absorbable, synthetic*
- *extremely high tensile strength*
- *high knot security*
- *excellent biocompatibility*



RESORBA® OT-Cord



Eigenschaften:

- Geflochtenes Nahtmaterial mit einem robusten Faserkern, welcher als Grundlage für bessere Knüpfeschaften dient
- Herausragende Reißkraft: Auf gewichteter Basis stärker als Stahl
- Hohe Biegefestigkeit
- E-braid Flechttechnik für eine bessere Handhabung und eine ausgezeichnete Knotenfestigkeit
- Farbfilamente zur besseren Sichtbarkeit

RESORBA® OT-Cord wird aus UHMWPE (Ultrahochmolekulargewichtiges Polyethylen) hergestellt.

Aufgrund der nicht-resorbierbaren Eigenschaften und der herausragenden Festigkeit, ist RESORBA® OT-Cord besonders gut geeignet für die permanente Wundunterstützung.

RESORBA® OT-Cord ist in weiß erhältlich.

- ➔ Farbe: weiß
- ➔ Chemische Bezeichnung: UHMWPE
- ➔ Fadenstärke: 4-0 - 2 (1.5 - 5 metric)
- ➔ Konfektionsangebote:
 - Nadel-Faden-Kombinationen
 - in vorgeschrittenen Längen
- ➔ Sterilisation: Ethylenoxid

Properties:

- Braided suture with all fibre configuration with sturdy central core as backbone for better knotting
- Excellent strength: stronger than steel on a weighted basis
- High flexural strength
- E-braid construction for better handling and excellent knot strength
- Vibrant tracer colours for enhanced visibility

RESORBA® OT-Cord is made of UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly-Ethylene).













Because of its non-absorbable profile, and outstanding strength, RESORBA® OT-Cord is well suited for permanent wound support.

RESORBA® OT-Cord is available in white.

- ➔ Colour: White
- ➔ Chemical name: UHMWPE
- ➔ Thread diameter: USP 4-0 - 2 (1.5 - 5 metric)
- ➔ Types of packaging:
 - needle thread combinations
 - precut lengths
- ➔ Sterilisation method: ethylene oxide

RESORBA® OT-Cord






Sterile Nadel-Faden-Kombination / *needle suture combination, sterile*

Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe / colour	Best.-Nr. / code no.	Packungsinhalt / box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
HR, HRS = 1/2-Kreis Rundkörper <i>HR, HRS = 1/2 circle, taper point</i>						
HR 12 ● 	4-0	1.5	0,45	weiß / white	110201N*	12
	3-0	2	0,45	weiß / white	110202N*	12
	2-0	3	0,45	weiß / white	110203N*	12
HR 17 ● 	4-0	1.5	0,45	weiß / white	110204N*	12
	3-0	2	0,45	weiß / white	110205N*	12
	2-0	3	0,45	weiß / white	110206N	12
HRS 17 ● 	4-0	1.5	0,70	weiß / white	110301N*	12
	3-0	2	0,70	weiß / white	110302N*	12
	2-0	3	0,70	weiß / white	110303N*	12
	0	3.5	0,70	weiß / white	110304N*	12
HRS 22 ● 	2-0	3	0,90	weiß / white	110305N	12
	0	3.5	0,90	weiß / white	110306N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	110307N	12
HRS 27 ● 	3-0	2	0,90	weiß / white	110308N*	12
	2-0	3	0,90	weiß / white	110309N*	12
	0	3.5	0,90	weiß / white	110310N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	110311N	12
HRS 35 ● 	0	3.5	0,90	weiß / white	110312N*	12
	1	4	0,90	weiß / white	110313N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	110314N	12
HRS 40 ● 	0	3.5	0,90	weiß / white	110315N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	110316N*	12
HRT = 1/2-Kreis schneidende Rundkörper <i>HRT = 1/2 circle, taper cutting</i>						
HRT 18 ▼ 	3-0	2	0,90	weiß / white	110601N*	12
	2-0	3	0,90	weiß / white	110602N	12
	0	3.5	0,90	weiß / white	110603N*	12
HRT 22 ▼ 	2-0	3	0,90	weiß / white	110604N*	12
	0	3.5	0,90	weiß / white	110605N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	110606N*	12
HRT 25 ▼ 	0	3.5	0,90	weiß / white	110607N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	110608N	12
HRTX 35 ▼ 	2-0	3	0,90	weiß / white	110609N*	12
	0	3.5	0,90	weiß / white	110610N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	110611N	12
HRTX 45 ▼ 	2	5	0,90	weiß / white	110612N*	12

* auf Anfrage bestellbar / bitte verlängerte Lieferzeit beachten
can be ordered on request / please note extended delivery time

RESORBA® OT-Cord

Sterile Nadel-Faden-Kombination / *needle suture combination, sterile*

Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe / colour	Best.-Nr. / code no.	Packungsinhalt / box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
HS = 1/2-Kreis außen schneidend <i>HS = 1/2 circle, reverse cutting</i>						
HS 27 ▼ 	2-0	3	0,90	weiß / white	111101N	12
	0	3.5	0,90	weiß / white	111102N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	111103N	12
HS 35 ▼ 	2-0	3	0,90	weiß / white	111104N*	12
	0	3.5	0,90	weiß / white	111105N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	111106N*	12
HS 40 ▼ 	0	3.5	0,90	weiß / white	111107N*	12
	2	5	0,90	weiß / white	111108N	12
HSX 22 ▼ 	2	5	0,90	weiß / white	111301N	12
GRT = Gerade schneidende Rundkörper <i>GRT = straight, taper cutting</i>						
GRT 40 ⊙ 	2	5	0,70	weiß / white	111001N	12

RESORBA® OT-Cord

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschrittenen Längen
Sterile pre-cut suture, non-needled

Stärke / gauge	Länge / length (m)	Farbe / colour	Best.-Nr. / code no.	Packungsinhalt / box content (Stück / pieces)	
					USP
4-0	1.5	2 x 0,70	weiß / white	114000N*	12
3-0	2	2 x 0,70	weiß / white	113000N*	12
2-0	3	2 x 0,70	weiß / white	112000N*	12
0	3.5	2 x 0,70	weiß / white	110000N*	12
2	5	2 x 0,70	weiß / white	110200N	12

* auf Anfrage bestellbar / bitte verlängerte Lieferzeit beachten
can be ordered on request / please note extended delivery time