


STAHLDRAHT / STAINLESS STEEL




- nicht-resorbierbarer Stahldraht
- monofil
- hohe Zugfestigkeit
- sehr gewebefreundlich
- keine Dehnung

- *non-absorbable steel wire*
- *monofilament*
- *high tensile strength*
- *completely non-irritating*
- *non-stretch*



STAHLDRAHT / *STAINLESS STEEL*



Eigenschaften:

- hohe, gleichbleibende Reißkraft
- keine Dehnung
- sehr geringe Gewebereaktion
- keine Dochtwirkung

Ein Mineralprodukt, hergestellt aus nichtrostender, korrosionsbeständiger Stahllegierung.

Aus flüssigem Stahl werden durch Formwerkzeuge Stahlfasern in den benötigten Stärken gezogen.

- ➔ Chemische Bezeichnung: nichtrostender Stahldraht
- ➔ Fadenstärke: USP 6-0 -7 (0.7-9 metric)
- ➔ Konfektionsangebote:
 - Nadel-Faden-Kombinationen
 - in vorgeschrittenen Längen
- ➔ Sterilisation: Ethylenoxid

Properties:

- high, unchanging tear resistance
- no stretching
- minimal tissue reaction
- no wicking effect




A mineral product manufactured from a stainless, non-corroding steel alloy.

Steel fibres are drawn from liquid steel through a suitable die to the required diameters.

- ➔ *Chemical name: stainless steel*
- ➔ *Thread diameter: USP 6-0 -7 (0.7-9 metric)*
- ➔ *Types of packaging:*
 - *needle-thread-combinations*
 - *precut lengths*
- ➔ *Sterilization method: ethylene oxide*

STAHLDRAHT / STAINLESS STEEL

Sterile Nadel-Faden-Kombination / *needle suture combination, sterile*

Nadel / <i>needle</i>	Stärke / <i>gauge</i>		Länge / <i>length</i> (m)	Farbe / <i>colour</i>	Best.-Nr. <i>code no.</i>	Packungsinhalt <i>box content</i> (Stück / <i>pieces</i>)
	USP	metric				
HRTX = 1/2-Kreis schneidende Rundkörper						
<i>HRTX = 1/2 circle, taper cutting</i>						
HRTX 50  Sternum-Naht / <i>Sternum-Suture</i>	5	7	1 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99061 (M-L)	12
	6	8	1 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99071 (M-L)	12
	7	9	1 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99069 (M-L)	12
	5	7	4 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99063 (M-L)	12
	6	8	4 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99064 (M-L)	12
	7	9	4 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99065 (M-L)	12
	5	7	6 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99066 (M-L)	12
	6	8	6 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99067 (M-L)	12
	7	9	6 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99070 (M-L)	12
	6	8	8 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L99068 (M-L)	12
HS = Kreis außen schneidend						
<i>HS = 1/2 circle, reverse-cutting</i>						
HS 35 	2-0	3	0,60	monofil <i>monofilament</i>	99112	36
HS 120  Patella-Naht / <i>Patella-Suture Set</i>	3	6	0,60	monofil <i>monofilament</i>	99115	6

(M-L) = Multi-L-Pack

STAHLDRAHT / STAINLESS STEEL

Sterile Nadel-Faden-Kombination / *needle suture combination, sterile*

Nadel / needle	Stärke / gauge USP metric	Länge / length (m)	Farbe / colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)	
DS, DSM = 3/8-Kreis außen schneidend, mit PREMIUM-Schliff <i>DS; DSM = 3/8 circle, reverse cutting, PREMIUM cut</i>						
DSM 13 ▽ PREMIUM-Schliff / <i>PREMIUM cut</i>	5-0	1	0,45	monofil <i>monofilament</i>	99157	36
DS 18 ▼	5-0	1	0,45	monofil <i>monofilament</i>	99144	36
DS 26 ▼	1	4	0,45	monofil <i>monofilament</i>	L991418 (M-L)	12
DS 30 ▼ Sternum-Naht / <i>Sternum-suture</i>	2	5	1 x 0,45	monofil <i>monofilament</i>	L991417 (M-L)	12
	3	6	1 x 0,75	monofil <i>monofilament</i>	L991416 (M-L)	12

(M-L) = Multi-L-Pack

STAHLDRAHT / STAINLESS STEEL

Einzelfadenpackungen, steril in vorgeschnittenen Längen
Sterile pre-cut suture, non-needed

Stärke / gauge USP metric	Länge / length (m)	Farbe / colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)	
2-0	3,5	5 x 0,15	monofil <i>monofilament</i>	V551	24
0	3,5	5 x 0,15	monofil <i>monofilament</i>	V651	24
0	3,5	3 x 0,50	monofil <i>monofilament</i>	V635	24
1	4	3 x 0,50	monofil <i>monofilament</i>	V735	24