

RESORBA® PP Mesh

Einfach, funktional und bewährt
Simple, functional and proven



Starkes, flexibles und elastisches Netz aus Polypropylen

- Großporig für eine bessere Gewebeproliferation
- Ausgezeichnete Stabilität und Berstfestigkeit für eine dauerhafte Unterstützung
- Hervorragende Biokompatibilität für die Reduktion einer Gewebereaktion
- Ultraschall-geschnitten für eine präzise Form und um ein Ausfransen der Kanten zu verhindern

Strong, flexible and elastic mesh made of polypropylene

- *Larger pore size for enhanced tissue proliferation*
- *Excellent strength and burst resistance for permanent support*
- *Excellent biocompatibility for the reduction of tissue reaction*
- *Ultrasonic cut for precise shape and to prevent edges from fraying*

Fakten Facts

RESORBA® PP Mesh

Material / Material

Monofiles, ungefärbtes Polypropylen
 Monofilament, undyed polypropylene

Stärke / Thickness


0,65 mm – 0,75 mm

Porengröße / Pore Size

2,00 mm – 3,50 mm

Gewicht / Weight

40,00 g/m² – 70,00 g/m²



Verfügbare Größen / Available sizes

REF	Größe Size	Inhalt Content	REF	Größe Size	Inhalt Content
PPM611	6 x 11 cm	6 St./pc.	PPM49*	4 x 9 cm	6 St./pc.
PPM715	7,6 x 15 cm	6 St./pc.	PPM59*	5 x 9 cm	6 St./pc.
PPM1015	10 x 15 cm	3 St./pc.	PPM1215*	12,5 x 15 cm	3 St./pc.
PPM1530	15 x 30 cm	1 St./pc.	PPM1218*	12 x 18 cm	3 St./pc.
PPM2030	20 x 30 cm	1 St./pc.	PPM1515*	15 x 15 cm	3 St./pc.
PPM3030	30 x 30 cm	1 St./pc.	PPM1520*	15 x 20 cm	1 St./pc.



Produkt-Portfolio hergestellt durch /
 Product portfolio manufactured by:
 Healthium Medtech Limited
 #472-D, 13th Cross, 4th Phase
 Peenya Industrial Area, Bangalore,
 Karnataka-560058, India
 Email: care@healthiummedtech.com
 Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2021/000367

* Auf Anfrage bestellbar. Bitte
 verlängerte Lieferzeit beachten. /
 Can be ordered on request. Please
 note extended delivery time.