

SteriVision™ – SteriSonic™


Sterile Kamera- und Kabelbezüge *Sterile Camera and Cable Drapes*

SteriVision™

SteriVision™ Standard


Kamerabezug, teleskopgefaltet | *Camera drape, telescope folded*

REF	Breite Width	Länge Length	VE Units
ES10013	13 cm	250 cm	50
ES10018	18 cm	250 cm	50




SteriVision™ Plus

Kamerabezug, teleskopgefaltet | *Camera drape, telescope folded*



Ausklappen der inneren Falzungen mit den Zeigefingern.

Unfold the cardboard with the forefingers.



Vollständig geöffnete Einführungshilfe mit vergrößerter Öffnung.

Completely opened insertion support with enlarged opening.



Einhändiges Halten. Die ausgeklappte Falzung hält die Einführungshilfe geöffnet.

One hand held. The unfolded cardboard keeps the drape open.

REF	Breite Width	Länge Length	VE Units
ES20013	13 cm	250 cm	50
ES20018	18 cm	250 cm	50

SteriVision™ Small

Dentalbohrer- und Kabelbezüge, teleskopgefaltet
Dental drill and cable drapes, telescope folded

REF	Breite Width	Länge Length	VE Units
ED20008	8 cm	150 cm	100
ES20008	8 cm	150 cm	50

SteriSonic™

Ultraschallkopf- und Kabelbezüge, teleskopgefaltet
Ultrasonic head and cable drapes, telescope folded

REF	Breite Width	Länge Length	VE Units
ED20815	8 cm	150 cm	50
ED21315	13 cm	150 cm	50
ED20825	8 cm	250 cm	50
ED21325	13 cm	250 cm	50
ED21825	18 cm	250 cm	50



Die Produkte werden hergestellt durch | The products are manufactured by:
MEDICOCARE · Voltastraat 8 · 3281 NG Numansdorp · The Netherlands
Tel. +31 (0)186 65 96 96 · info@medicocare.nl · www.medicocare.nl

Geschlossene Seite
Closed end