

# easyEndo™

## Produktprogramm

Einhand-Anwendung  
PCT-Technologie  
120°-Abwinkelungsgelenk




## Linearer Universal Endo-Cutter

Mit easyEndo™ FLEX Nachladeeinheiten

# easyEndo™ Linearer Universal Endo-Cutter


Verlässliche Performance für ein breiteres Anwendungsspektrum



120°  
flexibel


## 120°-Bewegungsfähigkeit

Einzigartige Gelenktechnologie für mehr Flexibilität



### Einzigartiges 120°-Gelenk

Bietet die Möglichkeit, das Klammernahtgelenk zu angulieren und es dort zu positionieren, wo Sie es wünschen. Mehr Flexibilität für eine vollständige „Ein-Magazin-Resektion“ – speziell bei Kolon- und Rektumoperationen.



### Vorteile bei tiefer Rektumresektion

- Präzise Kontrolle des resezierten Gewebes beim Absetzen während der OP
- Ermöglicht tiefer liegende Resektionslinien
- Bessere chirurgische Ergebnisse
- Reduzierter Bedarf an Nachladeeinheiten und damit reduziertes Risiko einer Klammernahtinsuffizienz

### Curved Tip



### Volle Kontrolle durch die gebogene Spitze

Verbesserte Option für Eingriffe, bei denen beengte chirurgische Stellen mehr Kontrolle und Handhabbarkeit erfordern.


# easyEndo™ Linearer Universal Endo-Cutter Handgriff

**Einhand-  
Anwendung**




## PCT-Technologie

Perfekte B-Form durch "Precise Staple Pocket Formation"-Technologie




### Perfekte B-form

Dadurch wird die beste Naht- und Hämostasewirkung erzielt.



### PCT-Technologie

100% stabile Führung, um eine exakte B-Form der Klammern sicherzustellen.




### easyEndo™ Anpressplatte

Die Gewebekontaktfläche führt die Klammern vollständig in die Klammertaschen der Anpressplatte - für eine perfekte Klammerverformung und Hämostase.

# Bestellinformationen

## easyEndo™ Einweg-Handgriffe

Art. Nr.	Beschreibung	Schaftlänge	VE
U12S	easyEndo™ Universal Linear Cutting Stapler Handgriff S	70 mm	1 Stück
U12M	easyEndo™ Universal Linear Cutting Stapler Handgriff M	160 mm	1 Stück
U12L	easyEndo™ Universal Linear Cutting Stapler Handgriff L	250 mm	1 Stück



## easyEndo™ FLEX Ladeeinheiten





Art. Nr.	Beschreibung / Farbe	Produktbeispiel	Klammerhöhe offen / geschlossen	Größe	VE
R30W	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / weiß		2,5 mm    1 mm	30 mm	6 Stück
R45W	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / weiß		2,5 mm    1 mm	45 mm	6 Stück
R60W	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / weiß		2,5 mm    1 mm	60 mm	6 Stück
R30B	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / blau		3,5 mm    1,5 mm	30 mm	6 Stück
R45B	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / blau		3,5 mm    1,5 mm	45 mm	6 Stück
R60B	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / blau		3,5 mm    1,5 mm	60 mm	6 Stück
R45C	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / gold		3,8 mm    1,7 mm	45 mm	6 Stück
R60C	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / gold		3,8 mm    1,7 mm	60 mm	6 Stück
R45G	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / grün		4,1 mm    2 mm	45 mm	6 Stück
R60G	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / grün		4,1 mm    2 mm	60 mm	6 Stück
R45T	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / schwarz		4,8 mm    2,3 mm	45 mm	6 Stück
R60T	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / schwarz		4,8 mm    2,3 mm	60 mm	6 Stück

# Bestellinformationen

## easyEndo™ FLEX "curved tip" Ladeeinheiten

Art. Nr.	Beschreibung / Farbe	Produktbeispiel	Klammerhöhe offen / geschlossen		Größe	VE
R30MG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / grau		2 mm	0,75 mm	30 mm	6 Stück
R45MG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / grau		2 mm	0,75 mm	45 mm	6 Stück
R60MG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / grau		2 mm	0,75 mm	60 mm	6 Stück
R30WG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / weiß		2,5 mm	1 mm	30 mm	6 Stück
R45WG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / weiß		2,5 mm	1 mm	45 mm	6 Stück
R60WG	easyEndo™ FLEX Ladeeinheit, abwinkelbar / weiß		2,5 mm	1 mm	60 mm	6 Stück

## easyEndo™ PRO Ladeeinheiten

Art. Nr.	Beschreibung / Farbe	Produktbeispiel	Klammerhöhe offen / geschlossen		Größe	VE
L30W	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / weiß		2,5 mm	1 mm	30 mm	6 Stück
L45W	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / weiß		2,5 mm	1 mm	45 mm	6 Stück
L60W	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / weiß		2,5 mm	1 mm	60 mm	6 Stück
L30B	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / blau		3,5 mm	1,5 mm	30 mm	6 Stück
L45B	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / blau		3,5 mm	1,5 mm	45 mm	6 Stück
L60B	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / blau		3,5 mm	1,5 mm	60 mm	6 Stück
L45C	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / gold		3,8 mm	1,7 mm	45 mm	6 Stück
L60C	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / gold		3,8 mm	1,7 mm	60 mm	6 Stück
L45G	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / grün		4,1 mm	2 mm	45 mm	6 Stück
L60G	easyEndo™ PRO Ladeeinheit, gerade / grün		4,1 mm	2 mm	60 mm	6 Stück





