

easyEndo™ LITE

Produktprogramm

Einhand-Anwendung
PCT-Technologie
120°-Abwinkelungsgelenk
Ergonomisches Design



Linearer easyEndo™ Lite Cutter

Mit austauschbaren Einweg-Klammernahtmagazinen

easyEndo™ LITE

Größere Flexibilität durch eine 120°-Artikulation in 9 verschiedenen Winkeln und zusätzlich verkürzter Gelenkstrecke zum Klammernahtmagazin

Erhöhte
Kompressions-
kraft von
65 Nm



Universell

Je nach Indikation, Gewebestärke oder Anwendungsgebiet mit den gängigen Klammernahtmagazinen (grau, weiß, blau, gold und grün) verwendbar


Branchen-Anpressplatte

Schlankes, ergonomisches Design für einen optimierten Zugang zu schwer erreichbaren und sensiblen anatomischen Regionen

120°
flexibel

120°-Bewegungsfähigkeit

Einzigartige Gelenktechnologie für mehr Flexibilität, Präzision und Kontrolle



Einzigartiges 120°-Gelenk


Angulieren Sie das Klammernahtgelenk und positionieren Sie es dort, wo Sie wünschen. Mehr Flexibilität für eine vollständige „Ein-Magazin-Resektion“.



Präzision und Kontrolle


Durch die verkürzte Gelenkstrecke zum Klammernahtmagazin kann mehr Präzision und Kontrolle gewährleistet werden.

easyEndo™ LITE




PCT-Technologie für perfekte B-Form

Durch "Precise Staple Pocket Formation"-Technologie



Perfekte B-form

Dadurch wird die beste Naht- und Hämostasewirkung erzielt.




PCT-Technologie

100% stabile Führung, um eine exakte B-Form der Klammern sicherzustellen.

Messer Klinge

Beste Qualität und Härte



Optimierung des Resezierens

und Auslösen der unterschiedlichen Klammernahtmagazine durch beste Stahlqualität und Härte der Messerklinge (500 HV).


easyEndo™ LITE

Bestellinformationen

easyEndo™ Lite Stapler

Art. Nr.		Schaftlänge	Größe	VE
U12S45		260 mm	12 mm	1 Stück
U12M45		350 mm	12 mm	1 Stück
U12L45		440 mm	12 mm	1 Stück
U12S60		260 mm	12 mm	1 Stück
U12M60		350 mm	12 mm	1 Stück
U12L60		440 mm	12 mm	1 Stück

easyEndo™ Lite Klammernahtmagazine

Art. Nr.	Farbe	Klammerhöhe:	offen	/	geschlossen	VE
N45M	Grau		2,0 mm		0,75 mm	6 Stück
N45W	Weiß		2,5 mm		1,0 mm	6 Stück
N45B	Blau		3,5 mm		1,5 mm	6 Stück
N45C	Gold		3,8 mm		1,7 mm	6 Stück
N45G	Grün		4,1 mm		2,0 mm	6 Stück
N60M	Grau		2,0 mm		0,75 mm	6 Stück
N60W	Weiß		2,5 mm		1,0 mm	6 Stück
N60B	Blau		3,5 mm		1,5 mm	6 Stück
N60C	Gold		3,8 mm		1,7 mm	6 Stück
N60G	Grün		4,1 mm		2,0 mm	6 Stück



Ezisurg Medical Co., Ltd., No. 399, Miaojiao Rd., Pudong New District, Shanghai, 201315, P.R. China
Tel. +86 (21) 5045 6176, Fax +86 (21) 5067 6156, info@ezisurg.com, www.ezisurg.com

RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany
Tel. +49 9128 / 91 15 0, Fax +49 9128 / 91 15 91, infomail@resorba.com
www.resorba.com

