

easyCS™



- hervorragende Hämostase
- geringere Nachblutungen
- großes Innenlumen
- perfekte Ergonomie

Einweg-Zirkulärstapler


Exakte Anastomose
und hervorragende Leistung

easyCS™ Einweg-Zirkulärstapler

Exakte Anastomose und hervorragende Leistung

Der **easyCS™ Zirkulärstapler** wurde für Anastomosen bei gastrointestinalen (GI) Eingriffen entwickelt. Das Design bietet ein großzügiges Lumen mit Schneiddurchmes-

sern von 21 – 33 mm. Er reduziert durch das kürzere Staplergehäuse die Reibung nachweislich und vermindert somit Verletzungen der Darmwand.



Bestellinformationen

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Klammerhöhe	VE
easyCS™ Zirkulärstapler				
CS2135	easyCS™ Zirkulär-Stapler	21 mm	3,5 mm	1 Stück
CS2148	easyCS™ Zirkulär-Stapler	21 mm	4,8 mm	1 Stück
CS2535	easyCS™ Zirkulär-Stapler	25 mm	3,5 mm	1 Stück
CS2548	easyCS™ Zirkulär-Stapler	25 mm	4,8 mm	1 Stück
CS2935	easyCS™ Zirkulär-Stapler	29 mm	3,5 mm	1 Stück
CS2948	easyCS™ Zirkulär-Stapler	29 mm	4,8 mm	1 Stück
CS3148	easyCS™ Zirkulär-Stapler	31 mm	4,8 mm	1 Stück
CS3348	easyCS™ Zirkulär-Stapler	33 mm	4,8 mm	1 Stück



Ezisurg Medical Co., Ltd., No. 399, Miaoqiao Rd., Pudong New District, Shanghai, 201315, P.R. China
Tel. +86 (21) 5045 6176, Fax +86 (21) 5067 6156, info@ezisurg.com, www.ezisurg.com