

RESOPREN®

NICHT-RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

RESORBA®
SUTURES & SUPPLIES




- ✓ nicht-resorbierbarer PVDF-Faden
- ✓ chemisch inert
- ✓ hydrophob
- ✓ keinerlei Gewebereaktion

- ✓ non-absorbable PVDF suture
- ✓ absolutely inert
- ✓ hydrophobic
- ✓ non-irritating

RESOPREN®

NICHT-RESORBIERBARES NAHTMATERIAL



▶ RESOPREN® ist ein monofiler, blauer Kunststofffaden aus Polyvinylidendifluorid (PVDF). Der Faden wird aus dem gefärbten Granulat im Trocken-spinnverfahren hergestellt.

RESOPREN® ist chemisch inert, wasser-abstoßend und extrem alterungs-beständig. Das Material ist mit einem physiologisch unbedenklichen Farb-stoff eingefärbt.

- ▶ **Farbe:** blau
- ▶ **Chemische Bezeichnung:** Polyvinylidendifluorid
- ▶ **Fadenstärke:** USP 7-0 - 2 (0.5-5 metric)
- ▶ **Konfektionsangebote:** Nadel-Faden-Kombinationen
- ▶ **Sterilisation:** Ethylenoxid

Eigenschaften

- ✓ hydrophob, flexibel, elastisch
- ✓ sehr gute Fadengleitfähigkeit
- ✓ besonders hohe Geschmeidigkeit
- ✓ chemisch inert
- ✓ extrem alterungsbeständig












▶ RESOPREN® is a blue, monofilament, synthetic suture made of polyvinylidene difluoride (PVDF). The suture is produced from the dyed granules using the dry spinning process.















RESOPREN® is chemically inert, hydrophobic and highly resistant to ageing. The material is coloured with a physiologically harmless dye.

























- ▶ **Colour:** blue
- ▶ **Chemical name:** polyvinylidene difluoride
- ▶ **Thread diameter:** USP 7-0 - 2 (0.5-5 metric)
- ▶ **Types of packaging:** needle-thread-combinations
- ▶ **Sterilization method:** ethylene oxide



Properties

- ✓ hydrophobic, flexible and elastic
- ✓ excellent tissue passage
- ✓ extremely supple
- ✓ chemically inert
- ✓ extremely resistant to ageing

Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
HR, HRS = 1/2-Kreis Rundkörper HR, HRS = 1/2 circle, taper point						
HR 10 ● 	6-0	0.7	0,45	blau / blue	77021	36
2 x HR 10 ● 	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77022	36
2 x HR 12 ● 	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77023	36
	5-0	1	0,75	blau / blue	77024	36
	4-0	1.5	0,90	blau / blue	77025	36
2 x HR 15 ● 	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77026	36
	5-0	1	0,75	blau / blue	77027	36
HR 17 ● 	5-0	1	0,75	blau / blue	770210	36
	4-0	1.5	0,75	blau / blue	770211	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	770212	36
2 x HR 17 ● 	5-0	1	0,90	blau / blue	770213	36
	4-0	1.5	0,90	blau / blue	770214	36
	3-0	2	0,90	blau / blue	770215	36
HR 22 ● 	4-0	1.5	0,75	blau / blue	770216	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	770217	36
2 x HR 22 ● 	4-0	1.5	0,90	blau / blue	770218	36
	3-0	2	0,90	blau / blue	770219	36
HR 27 ● 	3-0	2	0,75	blau / blue	770220	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	770221	36
2 x HR 27 ● 	4-0	1.5	0,90	blau / blue	770222	36
	3-0	2	0,90	blau / blue	770223	36
	2-0	3	0,90	blau / blue	770224	36
HRS 27 ● 	2-0	3	0,75	blau / blue	770227	36
	0	3.5	0,75	blau / blue	770228	36

Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
HRT = 1/2-Kreis schneidende Rundkörper						
HRT = 1/2 circle, taper cutting						
HRT 18 ▼ 	5-0	1	0,75	blau / blue	77061	36
	4-0	1.5	0,75	blau / blue	77062	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	77063	36
2x HRT 18 ▼ 	5-0	1	0,90	blau / blue	77064	36
	4-0	1.5	0,90	blau / blue	77065	36
	3-0	2	0,90	blau / blue	77066	36
	2-0	3	0,90	blau / blue	77067	36
HRT 22 ▼ 	4-0	1.5	0,75	blau / blue	77068	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	77069	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	770610	36
2 x HRT 22 ▼ 	4-0	1.5	0,90	blau / blue	770611	36
HRT 25 ▼ 	3-0	2	0,75	blau / blue	770615	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	770616	36
	0	3.5	0,75	blau / blue	770621	36
2 x HRT 25 ▼ 	3-0	2	0,90	blau / blue	770617	36
	2-0	3	0,90	blau / blue	770618	36
DR, DR F = 3/8-Kreis Rundkörper						
DR, DR F = 3/8 circle, taper point						
DR 10 ● 	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77074	36
	2 x DR 10 ● 					
DR 10 F ● 	7-0	0.5	0,75	blau / blue	77071	36
	2 x DR 10 F ● 					
DR 12 ● 	5-0	1	0,75	blau / blue	770711	36
	4-0	1.5	0,75	blau / blue	770712	36
2 x DR 12 ● 	5-0	1	0,75	blau / blue	770713	36
	4-0	1.5	0,75	blau / blue	770714	36
	5-0	1	0,90	blau / blue	770715	36
DR 12 F ● 	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77078	36
	2 x DR 12 F ● 					








Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
DR 18  	5-0	1	0,75	blau / blue	770718	36
	4-0	1.5	0,75	blau / blue	770719	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	770720	36
2 x DR 18  	5-0	1	0,90	blau / blue	770721	36
	4-0	1.5	0,90	blau / blue	770722	36
	3-0	2	0,90	blau / blue	770723	36
DRT = 3/8-Kreis schneidende Rundkörper DRTM = mit PREMIUM-Schliff <i>DRT = 3/8 circle, taper cutting,</i> DRTM = PREMIUM cut						
DRTM 10  	7-0	0.5	0,75	blau / blue	77251	24
	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77252	24
2 x DRTM 10  	7-0	0.5	0,75	blau / blue	77253	24
	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77255	24
DRT 12  	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77081	36
	5-0	1	0,75	blau / blue	77082	36
2x DRT 12  	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77083	36
	5-0	1	0,75	blau / blue	77084	36
DRTM 12  	6-0	0.7	0,75	blau / blue	77257	24
	5-0	1	0,75	blau / blue	77258	24
2 x DRTM 12  	6-0	0.7	0,75	blau / blue	772510	24
	5-0	1	0,75	blau / blue	772511	24
PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut						
DRT 18  	5-0	1	0,75	blau / blue	77086	36
	4-0	1.5	0,75	blau / blue	77087	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	77088	36
DS = 3/8-Kreis außen schneidend DSM, DSM F = mit PREMIUM-Schliff <i>DS = 3/8 circle, reverse cutting</i> DSM, DSM F = PREMIUM cut						
DSM 7  	7-0	0.5	0,45	blau / blue	771518	36
	6-0	0.7	0,45	blau / blue	771519	36
DSM 11  	6-0	0.7	0,45	blau / blue	771520	36
PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut						
DS 13  	5-0	1	0,45	blau / blue	771411	36

Nadel / needle	Stärke / gauge USP	gauge metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
DSM 13  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0,7	0,45	blau / blue	771526	36
	5-0	1	0,45	blau / blue	771517	36
	4-0	1,5	0,45	blau / blue	771527	36
DS 16 	5-0	1	0,45	blau / blue	771415	36
	4-0	1,5	0,45	blau / blue	771412	36
DSM 16  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	blau / blue	771525	36
	4-0	1,5	0,45	blau / blue	77151	36
DSM 16 F  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	blau / blue	771535	36
DS 18 	5-0	1	0,45	blau / blue	771401	36
	4-0	1,5	0,45	blau / blue	771402	36
	3-0	2	0,45	blau / blue	771403	36
	4-0	1,5	0,75	blau / blue	771416	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	771417	36
DSM 18  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	blau / blue	77152	36
	4-0	1,5	0,45	blau / blue	77153	36
	3-0	2	0,45	blau / blue	77154	36
	4-0	1,5	0,75	blau / blue	771529	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	77155	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	771530	36
DSM 18 F  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	4-0	1,5	0,45	blau / blue	771521	36
DS 21 	3-0	2	0,45	blau / blue	771420	36
	2-0	3	0,45	blau / blue	771421	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	771422	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	771423	36
DSM 21  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	3-0	2	0,45	blau / blue	771534	36
	4-0	1,5	0,75	blau / blue	771523	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	771524	36

RESOPREN®

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile



Nadel / needle	Stärke / gauge USP	metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
DS 24 	4-0	1.5	0,45	blau / blue	771418	36
	3-0	2	0,45	blau / blue	771406	36
	2-0	3	0,45	blau / blue	771419	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	771407	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	771408	36
DSM 24  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	4-0	1.5	0,45	blau / blue	771531	36
	3-0	2	0,45	blau / blue	77158	36
	2-0	3	0,45	blau / blue	771532	36
	3-0	2	0,75	blau / blue	77159	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	771510	36
DS 27 	2-0	3	0,45	blau / blue	771425	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	771426	36
DS 30 	3-0	2	0,75	blau / blue	771424	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	771413	36
	0	3.5	0,75	blau / blue	771414	36
DSM 30  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	3-0	2	0,75	blau / blue	771513	36
	2-0	3	0,75	blau / blue	771514	36
	0	3.5	0,75	blau / blue	771515	36
DS 40 	2-0	3	0,75	blau / blue	771427	36
	0	3.5	0,75	blau / blue	771428	36
DSM 40  PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	0	3.5	0,75	blau / blue	771516	36



RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

resorba.com | infomail@resorba.com | [+49 9128 / 91 15 0](tel:+49912891150)



Advanced Medical Solutions