



Nahtmaterialien für die ophthalmologische Chirurgie

Mehr als 90 Jahre Erfahrung in
der Herstellung von chirurgischem
Nahtmaterial

- + Deutsche Ingenieurkenntnisse
- + Sorgfältige Handarbeit
- = Ein Portfolio, auf das Verlass ist.

REPAIR & REGENERATE




Advanced Medical Solutions

RESORBA® Nadel-Faden-Kombinationen

Ein ungehinderter Heilungsprozess ist entscheidend für Funktion und Ästhetik.

Der Operateur braucht ein höchst verlässliches, zweckmäßiges Werkzeug, hergestellt aus qualitativ hochwertigen Materialien:

PGA RESORBA®



Empfohlene Alternative zu: VICRYL oder POLYSORB

- ✓ mittelfristig resorbierbares Multifilament
- ✓ hohe Reißkraft
- ✓ gutes Handling
- ✓ guter Knotensitz
- ✓ atraumatischer Gewebedurchzug
- ✓ minimale Gewebereaktion

MOPYLEN®



Empfohlene Alternative zu: PROLENE oder SURGIPRO

- ✓ nicht-resorbierbarer Polypropylenfaden
- ✓ guter Knotensitz
- ✓ dauerhaft hohe Reißfestigkeit
- ✓ hervorragende Fadengleitfähigkeit
- ✓ hydrophob
- ✓ alterungsbeständig


RESOPREN®



Empfohlene Alternative zu: PRONOVA oder VASCUFIL

- ✓ nicht-resorbierbarer PVDF-Faden
- ✓ hydrophob, flexibel, elastisch
- ✓ sehr gute Fadengleitfähigkeit
- ✓ besonders hohe Geschmeidigkeit
- ✓ chemisch inert
- ✓ extrem alterungsbeständig

SUPOLENE



Empfohlene Alternative zu: ETHIBOND EXCEL oder TI-CRON

- ✓ nicht-resorbierbar
- ✓ hohe Reißfestigkeit
- ✓ hervorragende Fadengleitfähigkeit, keine Sägewirkung
- ✓ sehr gleichmäßige und glatte Oberflächenbeschaffenheit
- ✓ sehr geringe Gewebereaktion
- ✓ geringe Kapillarität

NYLON



Empfohlene Alternative zu: ETHILON oder MONOSOF

- ✓ nicht-resorbierbar
- ✓ überdurchschnittlich weich und geschmeidig
- ✓ sehr gute Handhabungs- und Knüpfereigenschaften
- ✓ keine Kapillarität
- ✓ hervorragendes Gewebedurchzugsverhalten

Seide












Empfohlene Alternative zu: PERMA-HAND SEIDE oder SOFSILK

- ✓ nicht-resorbierbarer Seidenfaden
- ✓ hohe Geschmeidigkeit
- ✓ hervorragendes Knüpfverhalten
- ✓ guter Knotensitz
- ✓ geringe Sägewirkung

Empfehlungen

Ausgewählte Nadel-Faden-Kombinationen:





























	REF		Beschreibung	USP	Nadel- design	Faden- länge
▽ 	PAN11524 ¹⁾		PGA RESORBA® violett	7/0	DSM 7	45 cm
	7151		MOPYLEN® blau	7/0	DSM 7	45 cm
	71525		MOPYLEN® blau	6/0	DSM 7	45 cm
	4157N ¹⁾		SEIDE schwarz	7/0	DSM 7F	30 cm
	4158N ¹⁾		SEIDE schwarz	6/0	DSM 7F	30 cm
▽ 	4159N ¹⁾		SEIDE schwarz	7/0	2 x DSM 7F	45 cm
	41510N ¹⁾		SEIDE schwarz	6/0	2 x DSM 7F	45 cm
▽ 	PA1158		PGA RESORBA® ungefärbt	6/0	DSM 11	45 cm
▽ 	PA11520		PGA RESORBA® violett	6/0	2 x DSM 11	45 cm
▽ 	771520		RESOPREN® blau	6/0	DSM 11	45 cm
	5156		NYLON schwarz	7/0	DSM 11	45 cm
	5157		NYLON schwarz	6/0	DSM 11	45 cm
	41517N ¹⁾		SEIDE schwarz	6/0	DSM 11	45 cm
▽ 	41519N ¹⁾		SEIDE schwarz	6/0	2 x DSM 11F	45 cm
▽ 	PA1151		PGA RESORBA® ungefärbt	5/0	DSM 13	45 cm
	PA1152		PGA RESORBA® ungefärbt	4/0	DSM 13	45 cm
▽ 	PA11515		PGA RESORBA® violett	5/0	2 x DSM 13	45 cm
▽ 	771526		RESOPREN® blau	6/0	DSM 13	45 cm
	771517		RESOPREN® blau	5/0	DSM 13	45 cm
	771527		RESOPREN® blau	4/0	DSM 13	45 cm

Für eine komplette Übersicht unseres Nahtmaterial-Portfolios, scannen Sie bitte den nebenstehenden QR-Code. Sie werden direkt zu unserem Nahtkatalog verlinkt.



Empfehlungen

Ausgewählte Nadel-Faden-Kombinationen:




























	REF		Beschreibung	USP	Nadel- design	Faden- länge
	51540		NYLON schwarz	6/0	DSM 13	45 cm
	41520N ¹⁾		SEIDE schwarz	5/0	DSM 13	45 cm
	41521N ¹⁾		SEIDE schwarz	4/0	DSM 13	45 cm
	771525		RESOPREN® blau	5/0	DSM 16	45 cm
	77151		RESOPREN® blau	4/0	DSM 16	45 cm
	51914N ¹⁾		NYLON schwarz	10/0	HSPM 6F	15 cm
	5198N ¹⁾		NYLON schwarz	10/0	2 x HSPM 6F	30 cm
	PAN1195 ¹⁾		PGA RESORBA® violett	8/0	2 x HSPM 7	30 cm
	PA1192		PGA RESORBA® ungefärbt	6/0	2 x HSPM 8	45 cm
	PA1193		PGA RESORBA® violett	5/0	2 x HSPM 8	45 cm
	9192		SUPOLENE weiß	5/0	2 x HSPM 8	45 cm
	4202N ¹⁾		SEIDE schwarz	8/0	DSPM 5	30 cm
	PAN1204 ¹⁾		PGA RESORBA® violett	8/0	DSPM 6	30 cm
	PAN1205 ¹⁾		PGA RESORBA® violett	7/0	DSPM 6	45 cm
	PAN1207 ¹⁾		PGA RESORBA® violett	8/0	2 x DSPM 6	45 cm
	52015N ¹⁾		NYLON schwarz	10/0	DSPM 6	30 cm
	5206N ¹⁾		NYLON schwarz	10/0	DSPM 6	15 cm
	52011N ¹⁾		NYLON schwarz	9/0	DSPM 6	15 cm

Für eine komplette Übersicht unseres Nahtmaterial-Portfolios, scannen Sie bitte den nebenstehenden QR-Code. Sie werden direkt zu unserem Nahtkatalog verlinkt.



Empfehlungen

Ausgewählte Nadel-Faden-Kombinationen:

	REF		Beschreibung	USP	Nadel- design	Faden- länge
	5208N ¹⁾		NYLON schwarz	10/0	2 x DSPM 6	30 cm
	PA1201		PGA RESORBA® violett	7/0	2 x DSPM 7	45 cm
	PAN12014 ¹⁾		PGA RESORBA® ungefärbt	6/0	2 x DSPM 8	25 cm
	PAN12113 ¹⁾		PGA RESORBA® violett	6/0	2 x VSPM 8	45 cm
	PA1212		PGA RESORBA® ungefärbt	6/0	2 x VSPM 8F	45 cm
	PAN12112 ¹⁾		PGA RESORBA® violett	5/0	2 x VSPM 8	45 cm
	PA1213		PGA RESORBA® ungefärbt	5/0	2 x VSPM 8F	45 cm
	PAN12113 ¹⁾		PGA RESORBA® violett	6/0	2 x VSPM 8	45 cm
	9211		SUPOLENE weiß	6/0	2 x VSPM 8F	45 cm
	9212		SUPOLENE weiß	5/0	2 x VSPM 8F	45 cm
	9213		SUPOLENE weiß	4/0	2 x VSPM 8F	45 cm
	4218N ¹⁾		SEIDE schwarz	5/0	2 x VSPM 8F	45 cm
	7261N ¹⁾		MOPYLEN® blau	10/0	2 x GSPM 16	20 cm
	7253		MOPYLEN® blau	7/0	2 x DRTM 10	75 cm
	772510		RESOPREN® blau	6/0	2 x DRTM 12	75 cm
	772511		RESOPREN® blau	5/0	2 x DRTM 12	75 cm
	4079N ¹⁾		SEIDE schwarz	4/0	DR 12	75 cm
	40615N ¹⁾		SEIDE schwarz	3/0	HRT 18	45 cm

Für eine komplette Übersicht unseres Nahtmaterial-Portfolios, scannen Sie bitte den nebenstehenden QR-Code. Sie werden direkt zu unserem Nahtkatalog verlinkt.





¹⁾ Produkt hergestellt durch: Healthium Medtech Limited · #472-D, 13th Cross, 4th Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore, Karnataka-560058, India · Email: care@healthiummedtech.com · Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2021/000367

RESORBA Medical GmbH
Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

📍 resorba.com | ✉ infomail@resorba.com | ☎ +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions