



Präzise
Anastomose.
Hervorragende
Leistung.

easyCS™ / easyCS™ ULAR Einweg- Zirkulärstapler

- ✓ Hervorragende Hämostase
- ✓ Geringere Nachblutungen
- ✓ Perfekte Ergonomie





easyCS™ Einweg-Zirkulärstapler

Exakte Anastomose und hervorragende Leistung

Der **easyCS™** wurde für Anastomosen bei gastrointestinalen (GI) Eingriffen entwickelt. Das Design bietet ein großzügiges Lumen mit Schneiddurchmessern von 21 – 33 mm. Er reduziert durch das kürzere Staplergehäuse die Reibung nachweislich und vermindert somit Verletzungen der Darmwand.



easyCS™ ULAR Einweg-Zirkulärstapler

Maximale Kontrolle bei Anastomosen im tiefen Becken

Der **easyCS™ ULAR** wurde speziell für tiefe Rektumanastomosen entwickelt. Das kurze, gerade und ergonomische Gehäuse des Staplers erleichtert den Zugang im engen Beckenbereich und unterstützt eine präzise und sichere Anastomose im tiefen Rektum.



Art. Nr.	Durchmesser	Klammerhöhe offen	Klammerhöhe geschlossen	VE
easyCS™ Zirkulär-Stapler				
CS2135	21 mm	3,5 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück
CS2148	21 mm	4,8 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück
CS2535	25 mm	3,5 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück
CS2548	25 mm	4,8 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück
CS2935	29 mm	3,5 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück
CS2948	29 mm	4,8 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück
CS3148	31 mm	4,8 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück
CS3348	33 mm	4,8 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück

Art. Nr.	Durchmesser	Klammerhöhe offen	Klammerhöhe geschlossen	VE
easyCS™ ULAR Zirkulär-Stapler				
CS2950EA	29 mm	5,0 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück
CS3350EA	33 mm	5,0 mm	1,0-2,5 mm	1 Stück

Ezisurg Medical Co., Ltd., No. 399, Miaojiao Rd., Pudong New District, Shanghai, 201315, P.R. China, Tel. +86 (21) 5045 6176, Fax +86 (21) 5067 6156, info@ezisurg.com, www.ezisurg.com

ESM EZISURG MEDICAL

RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

resorba.com | infomail@resorba.com | +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions