

easyLC™

resorba.com



easyLC™ Offen chirurgisches Klammernahtgerät



easyLC™ offen chirurgisches Klammernahtgerät: Gleichmäßige Einstellung der geschlossenen Klammerhöhe

Der **easyLC™ Linear Cutter** besitzt einen Mechanismus zur gleichmäßigen Einstellung der geschlossenen Klammerhöhe. Dies ermöglicht eine Anpassung des distalen Winkels der Spitze an die jeweilige Gewebedicke. Proximale und distale Klammern können auf derselben geschlossenen

Höhe gehalten werden. Der Einstellmechanismus der Klammerbildung sorgt für eine niedrigere Verschlusshöhe bei geringerer Krümmung. Dies gewährleistet eine ausreichende Blutversorgung, bei gleichbleibend guter Hämostase.

Art. Nr.	Bezeichnung	Produktbeispiele	Farbe	Größe	VE
LCE60	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument		weiß	60 mm	1 Stück
LCE60B	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument		blau	60 mm	1 Stück
LCE60G	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument		grün	60 mm	1 Stück
LCE80	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument		blau	80 mm	1 Stück
LCE80G	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument		grün	80 mm	1 Stück
LCE100B	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument		blau	100 mm	1 Stück
LCE100G	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument		grün	100 mm	1 Stück
	easyLC™ ohne Magazin				
LCE60X	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument ohne Magazin			60 mm	1 Stück
LCE80X	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument ohne Magazin			80 mm	1 Stück
LCE100X	easyLC™ Lineares Klammernahtinstrument ohne Magazin			100 mm	1 Stück
	easyLC™ Ladeeinheiten				
LCC60W	easyLC™ Ladeeinheit für lineare Klammernahtinstrumente		weiß	60 mm	6 Stück
LCC60B	easyLC™ Ladeeinheit für lineare Klammernahtinstrumente		blau	60 mm	6 Stück
LCC60G	easyLC™ Ladeeinheit für lineare Klammernahtinstrumente		grün	60 mm	6 Stück
LCC80B	easyLC™ Ladeeinheit für lineare Klammernahtinstrumente		blau	80 mm	6 Stück
LCC80G	easyLC™ Ladeeinheit für lineare Klammernahtinstrumente		grün	80 mm	6 Stück
LCC100B	easyLC™ Ladeeinheit für lineare Klammernahtinstrumente		blau	100 mm	6 Stück
LCC100G	easyLC™ Ladeeinheit für lineare Klammernahtinstrumente		grün	100 mm	6 Stück

