



Hämorrhoiden- Stapler

Zirkuläre Resektion mit
konstanter Kompression

Perfekt
abgestimmtes
Zubehör für
maximale
OP-Effizienz





Hämorrhoiden-Stapler: Zirkuläre Resektion mit konstanter Kompression

Der **Ezisurg PPH-Stapler** verfügt über einen Mechanismus zur präzisen Einstellung der Kompression im geschlossenen Zustand. Dies ermöglicht einen gleichmäßigen Gewebeeinzug bei variabler Gewebedicke und gewährleistet eine konstante Klammerbildung entlang der Resektionslinie. Das großzügige Klammergehäuse erlaubt die Entfernung von mehr Prolapsgewebe in nur einem Durchgang.

Die kreisförmige Klinge sorgt für einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt. Vier vergrößerte Nahtfenster ermöglichen eine exakte und spannungsfreie Platzierung der Zugnähte.

Die Kombination aus transparenter Sichtkontrolle, stabiler Führung und variabler Kompression gewährleistet eine effektive Hämostase und optimierte Anastomoseergebnisse.

Perfekt abgestimmtes Zubehör



Zirkulärer Analdilator

Erleichtert die atraumatische Einführung des PPH-Staplers in den Analkanal.



Tabaksbeutel-Anoskop

Ermöglicht eine präzise Platzierung der Tabaksbeutelnaht im Analkanal.



Nahtdurchzieher

Ermöglicht das sichere Durchziehen des Fadens durch das Gewebe.

Art. Nr.	Beschreibung	Klammerhöhe:		Durchmesser	VE	Produktbeispiel
		offen	geschlossen			
PPH32	easyPPH Hämorrhoiden-Stapler	4,0 mm	1,5-2,5 mm	32 mm	1	
PPH34	easyPPH Hämorrhoiden-Stapler	4,0 mm	1,5-2,5 mm	34 mm	1	



Ezisurg Medical Co., Ltd., No. 399, Miaojiao Rd., Pudong New District, Shanghai, 201315, P.R. China
Tel. +86 (21) 5045 6176, Fax +86 (21) 5067 6156, info@ezisurg.com, www.ezisurg.com



EZISURG MEDICAL

RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

resorba.com | infomail@resorba.com | +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions