

easyEndo™ Universal

resorba.com



IFABOND®

Sichere
Klammernaht.
Eine innovative
Lösung für die
Bariatrie.



**easyEndo™ Universal
Chirurgisches Klammernahtgerät**

**IFABOND®
Chirurgischer Kleber**



easyEndo™ Universal & IFABOND®

easyEndo™ Universal - Lineares Klammernahtgerät

- ✓ Einhand-Anwendung
- ✓ PCT-Technologie
- ✓ 60°-Artikulation



Effizientes Operieren

- 60° Artikulation in beide Richtungen, für präzisen Zugang in allen OP-Bereichen
- Ergonomisches Einhand-Design für intuitive Bedienung
- PCT-Technologie für eine stabile B-Form-Klammernaht und optimale Hämostase
- Universell einsetzbar mit verschiedenen Nachladeeinheiten

IFABOND® - Chirurgischer Kleber

- ✓ Einziger chirurgischer n-Hexylcyanoacrylat-Kleber (MDR-zertifiziert)
- ✓ Klasse III Medizinprodukt (implantierbar und biologisch abbaubar)
- ✓ Reines Monomer
- ✓ Niedrige exotherme Reaktion +2°C




Mit wenigen Tropfen sehr effektiv

- Verstärkung der Klammerlinie bei bariatrischen Eingriffen wie Sleeve-Gastrektomie
- Verschluss von Mesenteriallücken während einer Bypass-Operation
- Einfache, schnelle Applikation mit biegbaren Applikatoren



Indikationen


Verschluss von Mesenteriallücken während einer Bypass-Operation




IFABOND®
Volumen:
1 bis 1,5 ml

Applikatoren:
MB37G oder
MB45G

- Atraumatischer Verschluss (kein Nähen, keine Clips)
- Temperaturanstieg max. +2 °C
- Signifikant kürzere OP-Zeit




Auftragen
des Klebstoffs
IFABOND®



Symphyse der
Lücken nach
1 Jahr

Studie: Dr. Sina¹

Verstärkung der Klammerlinie bei Sleeve-Gastrektomie



IFABOND®
Volumen:
1 bis 1,5 ml

Applikator:
MB37G

Studie: Dr. Mercier²

easyEndo™ Universal & IFABOND®

easyEndo™ Universal Einweg-Handgriffe

Art. Nr.	Schaftlänge	Durchmesser	VE	Produktbeispiele
U12S	70 mm	12 mm	1 Stück	
U12M	160 mm	12 mm	1 Stück	
U12L	250 mm	12 mm	1 Stück	

easyEndo™ FLEX Ladeeinheiten (abwinkelbar)

Art. Nr.	Farbe	Klammerhöhe: offen	geschlossen	Größe	VE	Produktbeispiele
R30W	weiß	2,5 mm	1 mm	30 mm	6 Stück	
R45W	weiß	2,5 mm	1 mm	45 mm	6 Stück	
R60W	weiß	2,5 mm	1 mm	60 mm	6 Stück	
R30B	blau	3,5 mm	1,5 mm	30 mm	6 Stück	
R45B	blau	3,5 mm	1,5 mm	45 mm	6 Stück	
R60B	blau	3,5 mm	1,5 mm	60 mm	6 Stück	
R45C	gold	3,8 mm	1,7 mm	45 mm	6 Stück	
R60C	gold	3,8 mm	1,7 mm	60 mm	6 Stück	
R45G	grün	4,1 mm	2 mm	45 mm	6 Stück	
R60G	grün	4,1 mm	2 mm	60 mm	6 Stück	
R45T	schwarz	4,8 mm	2,3 mm	45 mm	6 Stück	
R60T	schwarz	4,8 mm	2,3 mm	60 mm	6 Stück	

easyEndo™ FLEX „curved tip“ Ladeeinheiten (abwinkelbar)

Art. Nr.	Farbe	Klammerhöhe:		Größe	VE	Produktbeispiele
		offen	geschlossen			
R30MG	grau	2 mm	0,75 mm	30 mm	6 Stück	
R45MG	grau	2 mm	0,75 mm	45 mm	6 Stück	
R60MG	grau	2 mm	0,75 mm	60 mm	6 Stück	
R30WG	weiß	2,5 mm	1 mm	30 mm	6 Stück	
R45WG	weiß	2,5 mm	1 mm	45 mm	6 Stück	
R60WG	weiß	2,5 mm	1 mm	60 mm	6 Stück	

easyEndo™ PRO Ladeeinheiten (nicht abwinkelbar)

Art. Nr.	Farbe	Klammerhöhe:		Größe	VE	Produktbeispiele
		offen	geschlossen			
L30W	weiß	2,5 mm	1 mm	30 mm	6 Stück	
L45W	weiß	2,5 mm	1 mm	45 mm	6 Stück	
L60W	weiß	2,5 mm	1 mm	60 mm	6 Stück	
L30B	blau	3,5 mm	1,5 mm	30 mm	6 Stück	
L45B	blau	3,5 mm	1,5 mm	45 mm	6 Stück	
L60B	blau	3,5 mm	1,5 mm	60 mm	6 Stück	
L45C	gold	3,8 mm	1,7 mm	45 mm	6 Stück	
L60C	gold	3,8 mm	1,7 mm	60 mm	6 Stück	
L45G	grün	4,1 mm	2 mm	45 mm	6 Stück	
L60G	grün	4,1 mm	2 mm	60 mm	6 Stück	



IFABOND® Set

Art. Nr.	Volumen pro Phiole	VE	Produktbeispiel
IB05	0,5 ml	6 Einheiten	Inhalt pro Einheit: 1 Phiole 1 Punktionsnadel 18G 1 Luer-Lock-Spritze
IB	1 ml	6 Einheiten	
IB+	1,5 ml	6 Einheiten	



IFABOND® Applikatoren

Art. Nr.	Verabreichung	Art der Operation	Länge	VE	Produktbeispiele
MB15G	Tropfenweise	Offen	15 cm	12 Einheiten	
MB37G	Tropfenweise	Laparoskopisch	37 cm	12 Einheiten	
B45G	Tropfenweise	Bariatrisch	45 cm	12 Einheiten	



**Hier finden Sie unser
vollständiges
Stapling-Portfolio.**

1. Studie Sina A, Mouawad C. Closure of mesenteric defects during Roux-en-Y gastric bypass using Ifabond® surgical glue. Obesity Surgery, 2025. DOI: 10.1007/s11695-025-07873-x
2. Studie Dr G. Mercier MD, PhD et al, 2017, Journal of Evaluation in Clinical Practice. "Surgical glue in laparoscopic sleeve gastrectomy: An initial experience and cost effectiveness analysis" DOI: 10.1111/jep.12685

RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

resorba.com | infomail@resorba.com | +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions